

## Radar 10.0 installeren op Windows Vista of Windows 7 (evt 64 bits processor)

Tip: Een **Radar 10.5** install set (of de aankomende **RadarOpus**) installeert en werkt volledig goed op alle nieuwe computers. Vraag naar update informatie. En u ontvangt weer een jaar gratis support van Lutra.

### Installeren Radar 10 install set op Win Vista – Win 7

1. Gebruik de install set 10.0 (grbuik geen oudere install set meer mocht u die ook nog hebben).  
Plaats de install de en start de installatie  
Op een 64 bits computer, komt er een kleine foutmelding. Deze wegglikken en gewoon verder doorgaan. (zie ook verder onder 64 bits computer)  
Zorg dat de installatie goed de tijd krijgt om afgerond te worden.

2. Ga dan naar [www.archibel.com](http://www.archibel.com) , ga dan naar DOWNLOADS:....  
Zoek in de lijst naar de update Radar 10.5 (NIET de 10.5.002, of 10.5.003)

► [Radar Update 10.5](#)

Haal dit bestand op, plaats op de harddisk op een locatie die terug te vinden is.  
Daarna dubbelklik op het bestand om het te installeren.

3. Start nu de Radar 10.5 op.  
En start vanzelf een Live update, ophalen en installeren.  
Start Radar opnieuw op, ga via het Freenotes icoontje, naar de Live Updates, en start deze opnieuw. Doe dit enkele malen totdat er komt te staan in de bovenhoek Radar 10.5.003
4. Wil Radar 10.5 niet starten: installeer dan de volgende drivers:  
Ga naar [www.archibel.com](http://www.archibel.com), dan downloads en zoek naar:...

► [HDD32.EXE](#)

From category: Downloads Drivers

► [Haspusersetup.exe](#)

From category: Downloads Drivers

Haal de key uit de usb poort. Wacht enkele seconden, en plaats de key opnieuw.

5. Voor Windows 7 user. Als bovenstaan het niet oplost, installeer dan deze driver:

► [Installing USB key drivers for RADAR 10.5](#)

<http://www.archibel.com/103+M5cf161513e4.html>



6. Als u een 64 bits systeem heeft, lees dan verder:....

# EH installatie onder: Windows 7 with 64 bits processor

## Probleem:

Op sommige computers met een 64 bits processor, kan er tijdens de installatie een foutmelding komen: Volg onderstaande aanwijzingen op ter oplossing.

## Foutmelding: Runtime error during installation

This is a typical error when installing EH under Vista or Windows 7 64-bit. Error messages are Runtime error and registering module **Rmsrv4.dll**

Tijdens de installatie (van het EH program) komt een foutmelding 'Folio Components locks up on a dll file' en/of een venster blijft hangen.

Klik dat venster dicht. U hoeft dan Niet naar een oplossing te laten zoeken.

De installatie gaat gewoon verder, en laat het tot het einde doorlopen.

Aan het einde van de installatie moet u onderstaande uitvoeren om te zorgen dat het EH programma start.

## Aan het einde van de installatie zelf uitvoeren

1. Start de Windows verkennen of klik via START en ga dan naar de Computer
2. Ga naar C:\EH
3. Klik met rechts op het bestand **AutoReg**. Links klik dan op **Eigenschappen**
4. Onder TAB - Comptabiliteit, verander naar: Uitvoeren in 'Windows XP, SP11'. Klik op toepassen, dan sluiten.
5. Ga weer naar het bestand AutoReg file. Rechts klik en kies Uitvoeren als administrator (U moet wel aangemeld zijn als Admintrator: bij één gebruiker dan bent u de administrator)
6. Ga weer naar het bestand AutoReg en dubbelklik erop om het te installeren. Dit keer zult u zien dat het wel goed gaat..
7. Vanaf het Bureaublad, Rechts klik op het EH icon. In het venster, klik op Eigenschappen, dan via comptabiliteit, zet op uitvoeren op Windows XP SP11 mode. Klik op Toepassen en dan op OK.
8. Vanaf het Bureaublad, Rechts klik en kies: Als administrator uitvoeren. Het programma zal nu starten:  
De eerste keer dient u uit het lijstje Uw boekenpakket te selecteren:  
Bijvoorbeeld: **English Book Package D 75 volumes**

De volgende keer kunt u EH gewoon starten met dubbelklik op het icoontje op het Bureaublad

**Note:** If the '**autoreg**' file does not appear to register and EH continues to lock up, also change the compatibility of the '**EH.exe**' file to XP SP11

Voor vragen: Rene Otter Email: [rotter@planet.nl](mailto:rotter@planet.nl)

Tel: 00-31 (0)40-2521311